

抗リン酸化Fyn-S21 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P06241

商品番号: CM0001023



前書き

リン酸化Fyn-

S21（ヒト、61kDa）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAに使用できます。細胞接着、免疫応答、神経シグナル伝達におけるFynキナーゼの役割を研究するのに理想的です。

[詳細を学ぶ](#)

仕様	詳細
製品名	リン酸化Fyn-S21 ウサギpAb
備考/別名	SLK; SYN; p59-FYN; Phospho-Fyn-S21
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	2534
遺伝子ID	2534
免疫原	ヒトリン酸化Fyn-S21（NP_002028.1）のS21周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P06241
タンパク質分子量	61kDa
発送	保冷バッグ