


Anti-Phospho-Gab1 (Y307) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q13480

商品番号: CM0000762



前書き

ヒトGAB1のリン酸化Y307を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しています。マウスGAB1（予測分子量77

kDa）を検出します。EGFR、インスリン受容体、およびMET/HGFシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-GAB1-Y307 Rabbit pAb
備考/エイリアス	DFNB26; Phospho-GAB1-Y307
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2549
遺伝子ID	2549
免疫原	ヒトGAB1 (NP_002030.2) のY307周辺の合成リン酸化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q13480
タンパク質分子量	77kDa
配送	アイスバッグ