


Anti-Phospho-Gcn2 (T899) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9P2K8

商品番号: CM0001994



前書き

ウェスタンブロット法およびELISA用に検証されたPhospho-GCN2-

T899ウサギポリクローナル抗体。スレオニン899でリン酸化されたヒトGCN2を検出します。統合ストレス応答およびアミノ酸飢餓の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-GCN2-T899 Rabbit pAb
備考/別名	GCN2; PVOD2; Phospho-GCN2-T899
種	ヒト
GeneID (ヒト)	440275
GeneID	440275
免疫原	合成ペプチド ヒトPhospho-GCN2-T899のT899周辺の合成リン酸化ペプチド。
供給源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9P2K8
タンパク質分子量	187kDa
配送	氷袋