


ウエスタンブロット、Elisa用 抗リン酸化-GluR1/Gria1-S849

ウサギポリクローナル抗体 - P42261

商品番号: CM0001138



前書き

ヒトGluR1/GRIA1のリン酸化Ser849を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAに適し、マウスおよびラットとの交差反応性を示します。神経科学におけるグルタミン酸受容体シグナル伝達研究の必須ツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化-GluR1/GRIA1-S849 ウサギ pAb
備考/別名	GLUH1; GLUR1; GLURA; GluA1; HBGR1; MRD67; MRT76; Phospho-GluR1/GRIA1-S849
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2890
遺伝子ID	2890
免疫原	合成ペプチド: ヒトGluR1/GRIA1のS849周辺配列に対応するリン酸化特異的ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P42261
タンパク質分子量	102kDa
発送	保冷バッグ