


Anti-Phospho-Gsk3A (S21) Rabbit Polyclonal Antibody - P49840

商品番号: CM0000607



前書き

ヒトGSK3αのSer21部位のリン酸化を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IP、ELISAに適しています。Wntシグナル伝達、インスリン抵抗性、アポトーシス、およびアルツハイマー病の研究に最適です。ヒトと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-GSK3α-S21 Rabbit pAb
備考/別名	GSK3 alpha; GSK3A; Phospho-GSK3α-S21
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2931
GeneID	2931
免疫原	合成ペプチド ヒトGSK3α (NP_063937.2) のS21周辺の合成リン酸化ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P49840
タンパク質分子量	51kDa
配送	氷袋