


Anti-Phospho-Gsk3B-S9 モノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P49841

商品番号: CM0001502



前書き

WBおよびELISAで検証された高品質なPhospho-GSK3β-S9マウスモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのSer9でリン酸化されたGSK3βを検出します。Wntシグナル伝達、糖代謝、および神経変性の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-GSK3β-S9 Mouse mAb
備考/別名	GSK3B; gsk-3β; Phospho-GSK3β-S9
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2932
遺伝子ID	2932
免疫原	合成ペプチド ヒトGSK3βのS9周辺の残基に対応するリン酸化特異的ペプチド
ソース	マウス
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P49841
タンパク質分子量	47kDa
配送	氷袋