


Wb、Elisa用抗ホスホGys1（S641）ウサギモノクローナル抗体 - P13807

商品番号: CM0001910



前書き

ヒトGYS1のリン酸化部位S641を標的とするホスホ特異的ウサギモノクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、ヒトおよびマウスと交差反応します。グリコーゲン代謝や糖尿病研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ホスホGYS1-S641 ウサギmAb
備考 / 別名	GSY; GYS; Phospho-GYS1-S641
生物種	ヒト
GeneID (ヒト)	2997
GeneID	2997
免疫原	ヒトグリコーゲンシンターゼ1 (GYS1) S641周辺の合成リン酸化ペプチド (P13807)
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P13807
タンパク質分子量	84kDa
発送方法	保冷剤