


## ウエスタンブロット、Elisa用 抗リン酸化-Gys1-S641 ウサギポリクローナル抗体 - P13807

商品番号: CM0001840



### 前書き

Ser641でリン酸化されたGYS1を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット（WB）およびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに交差反応性を示す。グリコーゲン合成と代謝調節の研究に最適。約84 kDaのバンドを検出。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| 製品名         | リン酸化-GYS1-S641 ウサギ pAb                                |
| 備考/別名       | GSY; GYS; リン酸化-GYS1-S641                              |
| 種           | ヒト                                                    |
| GeneID (ヒト) | 2997                                                  |
| GeneID      | 2997                                                  |
| 免疫原         | ヒトグリコーゲン合成酵素1 (GYS1) (NP_002094.2) のS641周辺の合成リン酸化ペプチド |
| 由来          | ウサギ                                                   |
| カテゴリー       | リン酸化抗体                                                |
| 適用          | WB, ELISA                                             |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                            |
| SWISS       | P13807                                                |
| タンパク質分子量    | 84kDa                                                 |
| 輸送          | 保冷剤付き                                                 |