


抗リン酸化Hdac2 (S394) ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q92769

商品番号: CM0001190



前書き

HDAC2のSer394を標的とするリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAアプリケーションで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプルに反応し、エピジェネティクスおよび転写制御研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化HDAC2-S394 ウサギ pAb
備考/別名	HD2; RPD3; YAF1; KDAC2; リン酸化HDAC2-S394
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3066
遺伝子ID	3066
免疫原	合成ペプチド; ヒトHDAC2のS394周辺配列に対応するリン酸化特異的ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92769
タンパク質分子量	55kDa
輸送	アイスバッグ