

抗リン酸化Hdac4-S246 + Hdac5-S259 + Hdac9-S220

ウサギモノクローナル抗体 - P56524 / Q9Uql6 / Q9Ukv0

商品番号: CM0001682



前書き

リン酸化HDAC4 (S246)、HDAC5 (S259)、HDAC9 (S220)を標的とするウサギモノクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのサンプルにおけるWB、IHC-P、ELISAに適しています。クロマチン制御因子および転写リプレッサーです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化HDAC4-S246 + HDAC5-S259 + HDAC9-S220 ウサギmAb
備考/別名	HDAC4/HDAC5/HDAC9; Phospho-HDAC4-S246 + HDAC5-S259 + HDAC9-S220
生物種	ヒト
GeneID (ヒト)	9759/10014/9734
免疫原	合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P56524/Q9UQL6/Q9UKV0
タンパク質分子量	57-65 kDa/97-122 kDa
発送	氷袋