


抗リン酸化Her2/ErbB2 (Y1221/1222) ウサギポリクローナル抗体 Wb、Elisa用 - P04626

商品番号: CM0000825



前書き

Y1221/1222部位でリン酸化されたHER2/ErbB2を検出するリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体です。

ヒト試料を用いたウエスタンブロット（WB）およびELISAアプリケーションで実証済みです。腫瘍学およびシグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-HER2/ErbB2-Y1221/1222 ウサギpAb
別名	NEU; NGL; HER2; TKR1; CD340; HER-2; VSCN2; MLN 19; MLN-19; c-ERB2; c-ERB-2; HER-2/neu; p185(erbB2); Phospho-HER2/ErbB2-Y1221/1222
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	2064
GeneID	2064
免疫原	合成ペプチド：ヒトHER2/ERBB2 (NP_004439.2) のY1221およびY1222周辺のリン酸化合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P04626
タンパク質分子量	138kDa
輸送方法	保冷剤