

抗リン酸化ヒストンH1.3-T17/ヒストンH1.4-T17モノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P16402 / P10412

商品番号: CM0001370



前書き

ヒストンH1.3およびH1.4のT17リン酸化部位に特異的なウサギモノクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットの検体を用いたWBおよびELISAでの使用が検証済みです。クロマチン研究や癌研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化Histone H1.3-T17/Histone H1.4-T17 ウサギmAb
備考/別名	H1.3; H1D; H1F3; H1s-2; Phospho-Histone H1.3-T17/Histone H1.4-T17
生物種	ヒト
遺伝子ID	3007/3008
免疫原	合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P16402 / P10412
タンパク質分子量	30 kDa
発送方法	保冷剤梱包