


## 抗リン酸化ヒストンH2A-S129 ウサギPab - P04911

商品番号: CM0000860



## 前書き

ヒストンH2Aのセリン129リン酸化部位を標的とするウサギポリクローナル抗体です。IHC-PおよびELISAでの使用が検証済みで、ヒト・ラットと交差反応性を示します。DNA修復、クロマチン、ヒストンコードの研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 製品名         | リン酸化ヒストンH2A-S129 ウサギpAb                                                       |
| 別名/エイリアス    | H2A1, SPT11, Phospho-Histone H2A-S129                                         |
| 種           | ヒト                                                                            |
| GeneID (ヒト) | H2A                                                                           |
| GeneID      | 851811                                                                        |
| 免疫原         | 合成ペプチド：出芽酵母(Saccharomyces cerevisiae)ヒストンH2AのS129周辺の合成リン酸化ペプチド (NP_010511.3?) |
| 起源          | ウサギ                                                                           |
| カテゴリー       | リン酸化抗体                                                                        |
| 用途          | IHC-P, ELISA                                                                  |
| 交差反応性       | ヒト、ラット                                                                        |
| SWISS       | P04911                                                                        |
| タンパク質分子量    | 14kDa                                                                         |
| 発送方法        | 保冷剤                                                                           |