


Anti-Phospho-Histone H2Ax-S139 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P16104

商品番号: CM0001445



前書き

WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA用として検証されたPhospho-Histone H2AX-S139 Rabbit Monoclonal Antibody。ヒト、マウス、ラットに反応；15 kDa。DNA損傷および修復経路の解析に。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-Histone H2AX-S139 Rabbit mAb
備考/別名	H2A.X; H2A/X; H2AFX; Phospho-Histone H2AX-S139
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	H2A
遺伝子ID	3014
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P16104
タンパク質分子量	15 kDa
配送	氷袋