


抗リン酸化Histone H3-S10モノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - Q16695 / P68431

商品番号: CM0000443



前書き

セリン10位がリン酸化されたHistone H3に対するウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットにおいてWB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ヌクレオソームのコア成分であり、リン酸化は分裂期のクロマチン凝縮の指標となります。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-Histone H3-S10 ウサギmAb
備考/別名	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Phospho-Histone H3-S10
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8350
遺伝子ID	8290/8350
免疫原	合成ペプチド ヒトHistone H3 (P68431) のS10周辺のリン酸化合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範な種での反応性が予測されます）
SWISS	Q16695/P68431
タンパク質分子量	15kDa
発送方法	保冷剤