


抗リン酸化Histone H3-S10 ポリクローナル抗体（Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa対応） - Q16695 / P68431

商品番号: CM0001830



前書き

リン酸化Histone H3-S10

ウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロッティング、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットをはじめ、その他複数の種を検出します。有糸分裂シグナル伝達の研究やヒストンコード研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-Histone H3-S10 ウサギ pAb
別名	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Phospho-Histone H3-S10
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	H3
遺伝子ID	8290/8350
免疫原	合成ペプチド：ヒトHistone H3 (NP_003484.1) のS10周辺のリン酸化合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲で予測）
SWISS	Q16695/P68431
タンパク質分子量	15 kDa
発送方法	保冷剤同梱