


抗リン酸化ヒストンH3-T11ウサギモノクローナル抗体 (Wb用) - Q16695 / P68431

商品番号: CM0001734



前書き

WB、IF、IHC、ChIP、ELISAで検証済みのリン酸化ヒストンH3-

T11ウサギモノクローナル抗体。重要なエピジェネティックマーカーであるThr11部位がリン酸化されたヒト、マウス、ラットのヒストンH3を認識します。クロマチンおよびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化ヒストンH3-T11ウサギmAb
備考/別名	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A;
種	ヒト
GeneID	8290/8350
免疫原	ヒトヒストンH3のT11周辺の合成リン酸化ペプチド (NP_003520.1)
由来	ウサギ
カテゴリ	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ChIP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16695/P68431
タンパク質重量	15kDa
配送	アイスバッグ