


抗ホスホヒストンH3-T45 ウサギポリクローナル抗体 Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 - Q16695 / P68431

商品番号: CM0001924



前書き

ホスホヒストンH3-T45

ウサギポリクローナル抗体は、ウェスタンブロット、免疫組織化学、免疫蛍光、ELISAでの使用が検証されています。ヒト、マウス、ラットに特異的に反応し、広範な種での交差反応性が予測されています。ヒストン修飾およびクロマチン生物学の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ホスホヒストンH3-T45 ウサギpAb
略称/別名	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; ホスホヒストンH3-T45
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	H3
遺伝子ID	8290/8350
免疫原	合成ペプチド：ヒトヒストンH3 (NP_003520.1) のT45周辺のリン酸化合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲で予測）
SWISS	Q16695/P68431
タンパク質分子量	15kDa
発送	保冷剤