


## Anti-Phospho-Histone H3-T6 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - Q16695 / P68431

商品番号: CM0000928



### 前書き

WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済みのPhospho-Histone H3-

T6ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットに反応し、広範囲な種での反応性が予測されています。クロマチンおよびヒストン修飾に関するエピジェネティクス研究に適しています。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品名         | Phospho-Histone H3-T6 Rabbit pAb                                                                     |
| 備考/別名       | H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Phospho-Histone H3-T6 |
| 種           | ヒト                                                                                                   |
| GeneID (ヒト) | H3                                                                                                   |
| GeneID      | 8290/8350                                                                                            |
| 免疫原         | 合成ペプチド：ヒト (NP_003520.1) のT6周辺のリン酸化合成ペプチド。                                                            |
| ソース         | ウサギ                                                                                                  |
| カテゴリー       | リン酸化抗体                                                                                               |
| アプリケーション    | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                             |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲に予測）                                                                               |
| SWISS       | Q16695/P68431                                                                                        |
| タンパク質分子量    | 15kDa                                                                                                |
| 配送          | アイスバッグ                                                                                               |