


抗リン酸化ヒストンH3.3-T3ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q16695 / P68431

商品番号: CM0001484



前書き

ヒストンH3.3（UniProt P84243）のThr3リン酸化を検出するウサギモノクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットをはじめ、他の種にも交差反応します。エピゲノム研究やクロマチン研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-Histone H3.3-T3 Rabbit mAb
備考／別名	H3F3; H3-3B; H3.3A; H3F3A; BRYLIB1; Phospho-Histone H3.3-T3
生物種	ヒト
GeneID（ヒト）	H3
GeneID	8290/8350
免疫原	ヒトヒストンH3（P84243）のT3周辺の合成リン酸化ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲で予測）
SWISS	Q16695/P68431
タンパク質分子量	15kDa
輸送方法	保冷剤