

Anti-Phospho-Hp1 Gamma/Cbx3-S83

ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q13185

商品番号: CM0000416



前書き

ウェスタンブロットおよびELISA用に検証された、Phospho-HP1 gamma/CBX3-S83

ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのサンプル内の内在性リン酸化CBX3を検出します。クロマチンおよびエピジェネティクス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-HP1 gamma/CBX3-S83 ウサギ pAb
備考/別名	HECH; HP1-GAMMA; HP1Hs-gamma; Phospho-HP1 gamma/CBX3-S83
種	ヒト
遺伝子ID	11335
免疫原	ヒト HP1 gamma/CBX3 (NP_009207.2) の S83 周辺の合成リン酸化ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q13185
タンパク質分子量	21kDa
配送	アイスパック