


抗リン酸化Hsf1-S307 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q00613

商品番号: CM0000729



前書き

HSF1のSer307を標的とするリン酸化特異的なウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、ヒトHSF1と反応します。熱ショック応答やストレスシグナル伝達経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化HSF1-S307 ウサギpAb
略号/別名	HSTF1; Phospho-HSF1-S307
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3297
遺伝子ID	3297
免疫原	ヒトHSF1のS307周辺の合成リン酸化ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリ	リン酸化抗体
用途	ウエスタンブロッティング (WB)、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q00613
タンパク質分子量	57kDa
輸送方法	保冷剤