


Anti-Phospho-Hsl-S660 ウサギポリクローナル抗体 - Q05469

商品番号: CM0000862



前書き

Ser660でリン酸化されたHSLを標的とするリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み；ヒトおよびマウスと反応します。脂質代謝およびエネルギー恒常性に関与するホルモン感受性リパーゼを検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-HSL-S660 Rabbit pAb
備考/別名	HSL; LHS; REH; AOMS4; FPLD6; Phospho-HSL-S660
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3991
免疫原	合成ペプチド：ヒトLIPE (NP_005348.2) のS660周辺の合成リン酸化ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q05469
タンパク質分子量	117kDa
配送	氷袋