


Anti-Phospho-Hsl-S853 ウサギモノクローナル抗体（Wb用） - Q05469

商品番号: CM0000652



前書き

セリン853でリン酸化されたHSLを標的とするリン酸化特異的ウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みで、マウスとの交差反応性があります。脂肪分解および代謝シグナル伝達経路の研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-HSL-S853 Rabbit mAb
備考/別名	HSL; LHS; REH; AOMS4; FPLD6; Phospho-HSL-S853
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3991
GeneID	3991
免疫原	合成ペプチド ヒトHSL (Q05469) のS853周辺の合成リン酸化ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q05469
タンパク質分子量	117kDa
配送	アイスバッグ