


ウエスタンブロット用 抗リン酸化-Hsl (Ser660) ウサギポリクローナル抗体 - Q05469

商品番号: CM0000814



前書き

ウエスタンブロットで検証済みのリン酸化-HSL (Ser660)

ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットサンプルにおけるホルモン感受性リパーゼのリン酸化を検出します。脂質代謝、肥満、糖尿病研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化-HSL-S660 ウサギ pAb
備考/別名	HSL; LHS; REH; AOMS4; FPLD6; リン酸化-HSL-S660
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3991
GeneID	3991
免疫原	合成ペプチド：ヒト HSL (リン酸化-Ser660) 由来の合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q05469
タンパク質分子量	117kDa
輸送	アイスバッグ