


Wb、Ip、Elisa用 抗リン酸化Hsp27/Hspb1 (S15) ポリクローナル抗体 - P04792

商品番号: CM0001473



前書き

WB、IP、ELISAで検証済みのリン酸化HSP27/HSPB1 (S15)

ウサギポリクローナル抗体。ヒトHSP27と反応します。
。ストレス応答、シャペロン、アクチン組織化の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化HSP27/HSPB1-S15 ウサギ pAb
備考/別名	CMT2F; HMN2B; HSP27; HSP28; Hsp25; SRP27; HS.76067; HEL-S-102; リン酸化HSP27/HSPB1-S15
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3315
GeneID	3315
免疫原	合成ペプチド：ヒトHSP27/HSPB1 (NP_001531.1) のS15周辺の合成リン酸化ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB、IP、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P04792
タンパク質分子量	23kDa
配送	保冷バッグ