


Anti-Phospho-Hsp27/Hspb1-S78 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb And Elisa - P04792

商品番号: CM0000934



前書き

WBおよびELISA用に検証されたPhospho-HSP27/HSPB1-S78ウサギサブクローナル抗体。セリン78でリン酸化されたヒトHSPB1を特異的に検出します。シャペロン、ストレス応答、およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-HSP27/HSPB1-S78 Rabbit mAb
備考/別名	CMT2F; HMN2B; HSP27; HSP28; Hsp25; SRP27; HS.76067; HEL-S-102; Phospho-HSP27/HSPB1-S78
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3315
GeneID	3315
免疫原	ヒト HSPB1 (P04792) のS78周辺の合成リン酸化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P04792
タンパク質分子量	23kDa
配送	アイスバッグ