


抗リン酸化-Hsp27/Hspb1-S78 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - P04792

商品番号: CM0000501



前書き

リン酸化-HSP27/HSPB1-S78
ウサギポリクローナル抗体は、WB、IF/ICC、ELISA
で検証済みです。ヒトHSPB1のSer78リン酸化を検出
します。ストレス応答、シャペロン機能、アクチン組
織化の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化-HSP27/HSPB1-S78 ウサギ pAb
備考/別名	CMT2F; HMN2B; HSP27; HSP28; Hsp25; SRP27; HS.76067; HEL-S-102; Phospho-HSP27/HSPB1-S78
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3315
GeneID	3315
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P04792
タンパク質分子量	23kDa
発送	保冷バッグ