

Anti-Phospho-Igf-I Receptor B (Tyr1135/1136) / Insulin Receptor B (Tyr1150/1151) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - P06213/P08069

商品番号: CM0000430



前書き

リン酸化IGF-

I受容体 β (Tyr1135/1136) およびインスリン受容体 β (Tyr1150/1151) を検出するウサギポリクローナル抗体。ヒトサンプルを用いたウェスタンブロットおよびELISAに適しています。インスリン/IGFシグナル伝達研究のツール。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-IGF-IR β (Tyr1135/1136)/InsulinReceptor β (Tyr1150/1151) Rabbit pAb
備考/別名	HHF5; CD220; IGFR; CD221; IGFIR; JTK13; Phospho-IGF-IR β (Tyr1135/1136)/InsulinReceptor β (Tyr1150/1151)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3643/3480
GeneID	3643/3480
免疫原	合成ペプチド ヒトIGFのIR β (Tyr1135/1136)/InsulinReceptor β (Tyr1150/1151)周辺の合成リン酸化ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P06213/P08069
タンパク質分子量	156kDa
配送	アイスバッグ