

抗リン酸化-Igf1R (Y1280) ウサギ ポリクローナル抗体 For Wb - P08069

商品番号: CM0001551



前書き

ヒトIGF1Rのチロシン1280のリン酸化を特異的に認識するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットで検証済み。がん研究や細胞増殖研究におけるIGF1Rシグナル伝達の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-IGF1R-Y1280 ウサギ pAb
備考/別名	IGFR; CD221; IGF1R; JTK13; Phospho-IGF1R-Y1280
種	ヒト
遺伝子ID	3480
免疫原	ヒトIGF1RのY1280周辺配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB
交差反応性	ヒト
SWISS	P08069
タンパク質分子量	155kDa
輸送	アイスパッグ