

抗リン酸化Iκba（Ser32）ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P25963

商品番号: CM0001535



前書き

WBおよびELISAで検証済みのリン酸化IκBa（Ser32）ウサギモノクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのIκBaと反応します。NF-κBシグナル伝達経路の活性化に重要なSer32部位のリン酸化を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-IκBa-S32 Rabbit mAb
別名	IKBA; MAD-3; NFKB1; EDAID2; Phospho-IκBa-S32
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	4792
GeneID	4792
免疫原	合成ペプチド ヒトIKBアルファ（P25963）のS32周辺の合成リン酸化ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P25963
タンパク質分子量	36kDa
発送方法	保冷剤