

抗リン酸化IκBα(Ser36)ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - P25963

商品番号: CM0001259



前書き

Ser36でリン酸化されたヒトIκBαを標的とするリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体です。ウエスタンブロットおよびELISAアプリケーションに対応しており、マウスおよびラットと交差反応します。NF-κB経路の解析に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-IκBα-S36 Rabbit pAb
別名	IKBA; MAD-3; NFKB1; EDAID2; Phospho-IκBα-S36
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	4792
免疫原	合成ペプチド ヒトIκBα（NP_065390.1）のS36周辺のリン酸化合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P25963
タンパク質分子量	36kDa
配送方法	保冷剤