


Anti-Phospho-Ikka-S180 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - O15111

商品番号: CM0001175



前書き

リン酸化IKKα (Ser180) に特異的なウサポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのサンプルを用いたウェスタンブロットおよびELISAで検証済みです。NF-kappa-Bシグナル伝達経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-IKKα-S180 Rabbit pAb
備考/別名	BPS2; IKK1; IKKA; IKBKA; TCF16; NFKB1A; IKK-alpha; Phospho-IKKα-S180
種	ヒト
GeneID	1147
免疫原	合成ペプチド：ヒトIKKα (NP_001269.3) のS180周辺の合成リン酸化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O15111
タンパク質分子量	85kDa
配送	アイスバック