

抗リン酸化-Insr-Y1150/Igf1R-Y1135

ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P06213 / P08069

商品番号: CM0000440



前書き

リン酸化INSR (Y1150) およびIGF1R (Y1135) を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのサンプルと反応します。インスリンシグナル伝達、代謝、がん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-INSR-Y1150/IGF1R-Y1135 ウサギ pAb
備考/別名	IGF1R/INSR; Phospho-INSR-Y1150/IGF1R-Y1135
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3643/3480
GeneID	3643/3480
免疫原	ヒトIGF1R/INSR (NP_001073285.1) のY1150周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P06213/P08069
タンパク質分子量	154kDa/155kDa/156kDa
発送	保冷バッグ