

Wb・Elisa用 抗リン酸化Irak4（Thr345/Ser346）ウサギポリクローナル抗体 - Q9Nwz3

商品番号: CM0001321



前書き

Thr345およびSer346部位でリン酸化されたIRAK4を標的とする特異的なウサギポリクローナル抗体です。ヒト検体を用いたウエスタンブロッティングおよびELISAで検証済みです。自然免疫およびTLRシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-IRAK4-Thr345/Ser346 ウサギpAb
略号・別名	IPD1; IMD67; REN64; IRAK-4; NY-REN-64; Phospho-IRAK4-Thr345/Ser346
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	51135
遺伝子ID	51135
免疫原	ヒトIRAK4のThr345/Ser346周辺の合成リン酸化ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9NWZ3
タンパク質分子量	52kDa
発送方法	保冷剤