

抗リン酸化Irf3-S396 ウサギモノクローナル抗体（Wb, If/Icc, Elisa対応） - Q14653

商品番号: CM0001995



前書き

リン酸化IRF3-S396

ウサギモノクローナル抗体は、ヒトおよびマウスサンプル中のセリン396位でリン酸化されたIRF3を検出します。WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。自然免疫、抗ウイルス応答、インターフェロンシグナル伝達経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化IRF3-S396 ウサギmAb
別名	IIAE7; Phospho-IRF3-S396
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3661
遺伝子ID	3661
免疫原	ヒトIRF3 (NP_001562.1) のS396付近における合成リン酸化ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化特異的抗体
応用分野	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q14653
タンパク質分子量	47kDa
輸送方法	保冷剤