

Anti-Phospho-Irf3 (Ser386) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - Q14653

商品番号: CM0000573



前書き

ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーション用の、ホスホIRF3（Ser386）に対する高特異性ウサギモノクローナル抗体。抗ウイルス自然免疫応答の重要な調節因子である、Ser386でリン酸化されたヒトIRF3を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-IRF3-S386 Rabbit mAb
備考/別名	IIAE7; Phospho-IRF3-S386
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3661
遺伝子ID	3661
免疫原	ヒトIRF3（Q14653）のS386周辺の合成リン酸化ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q14653
タンパク質分子量	47kDa
配送	保冷バッグ