

抗リン酸化Irs1-S636ウサギポリクローナル抗体 (Wb用) - P35568

商品番号: CM0000490



前書き

ヒトおよびマウスのウェスタンブロットで検証済みのリン酸化IRS1-

S636ウサギポリクローナル抗体。インスリンシグナル伝達の主要なアダプターであるIRS1を標的とし、セリン636のリン酸化が経路活性を調節します。糖尿病およびがん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化IRS1-S636ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	HIRS-1; リン酸化IRS1-S636
種	ヒト
GeneID	3667
免疫原	ヒトIRS1のS636周辺の残基に対応するリン酸化特異的ペプチド（合成ペプチド）
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P35568
タンパク質重量	132kDa
配送	アイスバッグ