

Anti-Phospho-Jak2 (Y1007) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - O60674

商品番号: CM0001102



前書き

ヒトおよびマウスのWBおよびELISAで検証された、チロシン1007でリン酸化されたJAK2を認識するウサギポリクローナル抗体。JAK/STATシグナル伝達、サイトカイン経路、およびクロマチン調節の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-JAK2-Y1007 Rabbit pAb
備考/別名	JTK10; Phospho-JAK2-Y1007
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3717
GeneID	3717
免疫原	合成ペプチド ヒトJAK2 (NP_004963.1) のY1007周辺の合成リン酸化ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	O60674
タンパク質分子量	131kDa
配送	アイスバッグ