

抗リン酸化Jak2-Y1007 ウサギ ポリクローナル抗体 - O60674

商品番号: CM0000991



前書き

Tyr1007でリン酸化されたJAK2に特異的なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）およびELISAで検証済みで、ヒトおよびマウスJAK2と反応します。JAK-STATシグナル伝達、サイトカイン応答、クロマチン調節の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	リン酸化JAK2-Y1007 ウサギ pAb
備考/別名	JTK10; リン酸化JAK2-Y1007
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3717
GeneID	3717
免疫原	合成ペプチド; ヒトJAK2 (NP_004963.1) のY1007周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O60674
タンパク質分子量	131kDa
発送	保冷バッグ