

抗リン酸化Jak2 (Y1007/1008) ウサギポリクローナル抗体 (Wb、Ihc-P、Elisa用) - O60674

商品番号: CM0001210



前書き

リン酸化JAK2

(Y1007/1008)に特異的なウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-

P、ELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラットと反応します。サイトカインシグナル伝達および造血研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-JAK2-Y1007/1008 Rabbit pAb
備考/別名	JTK10; Phospho-JAK2-Y1007/1008
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3717
GeneID	3717
免疫原	合成ペプチド。ヒトJAK2 (NP_004963.1) のY1007およびY1008周辺のリン酸化合成ペプチドです。
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O60674
タンパク質分子量	131kDa
発送方法	保冷剤