


Anti-Phospho-Jnk1-T183/Y185 + Jnk2-T183/Y185 + Jnk3-T221/Y223

ウサギモノクローナル抗体（Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用） -

P45983/P45984/P53779

商品番号: CM0001391



前書き

活性化したJNK1/2/3（Thr183/Tyr185およびThr221/Tyr223）を認識するリン酸化特異的ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのWB、IF-P、IHC-P、ELISAに適しています。ストレスおよびアポトーシスシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-JNK1-T183/Y185 + JNK2-T183/Y185 + JNK3-T221/Y223 Rabbit mAb
備考/別名	JNK1/2/3; SAPK; Phospho-JNK1-T183/Y185 + JNK2-T183/Y185 + JNK3-T221/Y223
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5599/5601/5602
GeneID	5599/5601/5602
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P45983/P45984/P53779
タンパク質分子量	48kDa/52kDa
配送	氷袋