

抗リン酸化Jnk1/2/3（T183/T183/T221）ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - P45983 / P45984 / P53779

商品番号: CM0001380



前書き

T183/T183/T221でリン酸化されたJNK1/2/3を認識するリン酸化特異的ウサギモノクローナル抗体です。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAに適しており、ヒト、マウス、ラットと反応します。JNKを介したストレスシグナル伝達、アポトーシス、炎症の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-JNK1/2/3-T183/T183/T221 ウサギmAb
備考／別名	JNK1/JNK2/JNK3; Phospho-JNK1/2/3-T183/T183/T221
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	5599/5601/5602
免疫原	ヒトJNK1（P45983）のT183周辺の合成リン酸化ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
応用用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P45983/P45984/P53779
タンパク質分子量	35kDa/44kDa/48kDa/27kDa/52kDa
配送方法	保冷剤