


Anti-Phospho-JunD (S255) ウサギモノクローナル抗体（WbおよびElisa用） - P17535

商品番号: CM0001001



前書き

Phospho-JunD (S255)

ウサギモノクローナル抗体は、WBおよびELISAで検証済みです。ヒトおよびマウスのリン酸化JunDを検出します。AP-1シグナル伝達研究に最適です。 - P17535

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-JunD-S255 ウサギmAb
備考/別名	AP-1; Phospho-JunD-S255
種	ヒト
GeneID	3727
免疫原	合成ペプチド ヒトJunD (P17535) のS255周辺の合成リン酸化ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P17535
タンパク質分子量	35kDa
発送	保冷バッグ