


ウエスタンブロット、免疫組織化学（パラフィン切片）、Elisa用 抗リン酸化-JunD-S255 ウサギモノクローナル抗体 - P17535

商品番号: CM0000464



前書き

ウエスタンブロット、免疫組織化学（パラフィン切片）、ELISA用として検証済みのリン酸化-JunD-S255 ウサギモノクローナル抗体。ヒトおよびラットのJunDのS255位でリン酸化されたもの（約35 kDa）を検出します。JunDはAP-1複合体の核内転写因子です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化-JunD-S255 ウサギmAb
備考/別名	AP-1; リン酸化-JunD-S255
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3727
GeneID	3727
免疫原	合成ペプチド ヒトリン酸化-JunD-S255 (NP_005345.3) のS255周辺の合成リン酸化ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	ウエスタンブロット、免疫組織化学（パラフィン切片）、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P17535
タンパク質分子量	35 kDa
発送	保冷バッグ