


Wb、Elisa用抗ホスホ-Kap1/Trim28-S824ウサギモノクローナル抗体 - Q13263

商品番号: CM0001256



前書き

Ser-824でリン酸化されたヒトTRIM28 (KAP-1)を標的とするホスホ特異的ウサギモノクローナル抗体で、WBおよびELISAに対応しています。クロマチン制御とゲノム安定性に関与する転写リプレッサーかつE3リガーゼであるヒトおよびマウスTRIM28を検出します。シグナル伝達およびエピゲネティクス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ホスホ-KAP1/TRIM28-S824 ウサギmAb
備考 / 別名	KAP1; TF1B; RNF96; TIF1B; PPP1R157; TIF1beta; Phospho-KAP1/TRIM28-S824
種	ヒト
遺伝子ID	10155
免疫原	ヒトKAP1/TRIM28 (NP_005753.1) のS824周辺の合成リン酸化ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
応用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q13263
タンパク質分子量	79kDa/89kDa
発送	保冷剤