


Anti-Phospho-Kras-S89 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P01116

商品番号: CM0001852



前書き

Phospho-KRAS-S89 Rabbit

pAbは、セリン89でリン酸化されたKRASを検出します。ヒト、マウス、ラットのWB、IHC-P、ELISAで検証済みです。がんシグナル伝達研究および癌遺伝子研究に最適です。CamelBioによるワンストップ調達。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-KRAS-S89 Rabbit pAb
備考/別名	NS; NS3; OES; CFC2; RALD; K-Ras; KRAS1; KRAS2; RASK2; KI-RAS; C-K-RAS; K-RAS2A; K-RAS2B; K-RAS4A; K-RAS4B; K-Ras 2; 'C-K-RAS; c-Ki-ras; c-Ki-ras2; Phospho-KRAS-S89
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3845
遺伝子ID	3845
免疫原	ヒトKRAS (NP_001356715.1) のS89周辺の合成リン酸化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P01116
タンパク質分子量	22kDa
配送	氷袋