

Anti-Phospho-Limk2-T505 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And If/Icc - P53671

商品番号: CM0001824



前書き

LIMK2のT505部位を特異的に認識する高特異性のリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルにおいて、ウェスタンブロットおよび免疫蛍光法（IF/ICC）で検証済みです。アクチン動態および細胞運動性の研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-LIMK2-T505 Rabbit pAb
備考/別名	LIMK2; Phospho-LIMK2-T505
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3985
GeneID	3985
免疫原	合成ペプチド：ヒトLIMK2のT505周辺の残基に対応するリン酸化特異的ペプチド
供給源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P53671
タンパク質分子量	72kDa
配送	氷袋