


## 抗リン酸化Lrp6 (S1490) ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O75581

商品番号: CM0001778



### 前書き

Ser1490部位でリン酸化されたLRP6に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISA用途に適しています。LRP6はベータカテニンシグナル伝達に関与するWnt共受容体であり、発生および疾患プロセスにおいて重要な役割を担っています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                               |
|------------|-------------------------------------------------|
| 製品名        | Phospho-LRP6-S1490 ウサギpAb                       |
| 備考/別名      | ADCAD2; STHAG7; Phospho-LRP6-S1490              |
| 対象種        | ヒト                                              |
| 遺伝子ID (ヒト) | 4040                                            |
| 遺伝子ID      | 4040                                            |
| 免疫原        | 合成ペプチド ヒトLRP6 (NP_002327.2) のS1490周辺の合成リン酸化ペプチド |
| 起源         | ウサギ                                             |
| カテゴリー      | リン酸化抗体                                          |
| 用途         | WB、ELISA                                        |
| 交差反応性      | ヒト                                              |
| SWISS      | O75581                                          |
| タンパク質分子量   | 180kDa                                          |
| 輸送方法       | 氷袋                                              |