

## 抗リン酸化Lrrk2-S935 ウサギモノクローナル抗体（Wb・Elisa用） - Q5S007

商品番号: CM0001970



### 前書き

リン酸化LRRK2（Ser935）を検出するウサギモノクローナル抗体です。WBおよびELISAに適用可能で、マウスおよびラットと交差反応します。合成リン酸化ペプチドで検証された高い特異性を持ち、パーキンソン病や神経変性の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ     | 値                                                         |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| 製品名       | Phospho-LRRK2-S935 Rabbit mAb                             |
| 別名        | PARK8; RIPK7; ROCO2; AURA17; DARDARIN; Phospho-LRRK2-S935 |
| 対象種       | ヒト                                                        |
| 遺伝子ID（ヒト） | 120892                                                    |
| 免疫原       | ヒトLRRK2（Q5S007）のS935周辺の合成リン酸化ペプチド                         |
| 起源        | ウサギ                                                       |
| カテゴリー     | リン酸化抗体                                                    |
| 適用用途      | WB、ELISA                                                  |
| 交差反応性     | マウス、ラット                                                   |
| SWISS     | Q5S007                                                    |
| タンパク質分子量  | 286kDa                                                    |
| 発送方法      | 氷袋                                                        |